



個人防護具

不織布マスク

#7062

3D エアロフィットサージカルマスク 40 枚入

DISPOSABLE 3PLY MASK

40
枚入フリー
サイズ

ホワイト

BFE
99%以上PFE
99%以上VFE
99%以上

商品特長

ズレやメガネの曇りを
軽減する
ノーズピース耳が疲れにくい
平ゴム採用口元が当たらず、
メイクが崩れにくい
立体形状ほこり、花粉、ウィルス・細菌
の進入や飛散を防ぎます。
(BFE・PFE・VFE99%以上)

日本産業規格 JIS T9001 の医療用マスククラスIIに適合するマスクです。(適合番号:M22206009)

装着手順

【立体構造マスク】【着け方】

ノーズピースが入った
方を上にしてマスクを
上下に広げる。顔にフィットするよう
にあてて、耳ひもを
かける。ノーズピースを鼻に
フィットさせる。マスクの下部を引っ張
り、あごまで覆い調
整する。

医療用マスク条件(JIS T9001)

特性	試験内容	クラス I	クラス II	クラス III
PFE: 微小粒子捕集効率(%)	約0.1 μm の微粒子が濾過された率	≥ 95	≥ 98	≥ 98
BFE: バクテリア飛沫捕集効率(%)	約3.0 μm の細菌を含む粒子が濾過された率	≥ 95	≥ 98	≥ 98
VFE: ウィルス飛沫捕集効率(%)	約0.1~5.0 μm の微粒子が濾過された率	≥ 95	≥ 98	≥ 98
可燃性	炎の広がりにくさ	区分1	区分1	区分1
血液バリア性(kPa)	液体(血液)が飛散した場合、どの程度の圧力にまで耐えるか	10.6	16.0	21.3
安全衛生・通気性	※1	○	○	○

※1「①圧力損失試験60Pa/cm²未満、②遊離ホルムアルデヒド試験75ug/g以下、③特定アゾ色素試験30ug/g以下、
④蛍光試験(著しい蛍光を認めない)」の4項目をまとめて表記している

商品規格

品番	品名	カラー	サイズ	ケース入数	JANコード	性能
#7062	3D エアロフィットサージカルマスク 40 枚入	ホワイト	フリー	40 枚 × 40 箱	4906554-165805	・BFE: 99% 以上 ・PFE: 99% 以上 ・VFE: 99% 以上 ・血液バリア性: ○ ・可燃性: 区分1 ・安全衛生・通気性: ○

◆素材: 不織布/ポリプロピレン、ノーズピース/ポリエチレン、耳ひも/ポリウレタン・ポリエステル ◆生産国: 中国

川西工業株式会社

岐阜県安八郡神戸町 1753-5 〒503-2305
TEL (0584) 27-3161 FAX (0584) 27-8054
<http://www.kawanishi-kk.co.jp>

川西工業HP

